



# GEBRUIKSAANWIJZING AFNAMESET

## HOE DOE IK DE STOELGANGTEST?

Volg deze gebruiksaanwijzing stap voor stap. Zo neem je zeker op de juiste manier deel aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.

Voor een filmpje over hoe je een staal neemt, surf je naar [www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/onderzoek](http://www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/onderzoek). Hou de afnameset buiten het bereik van kinderen.



1

**STAP 1:** Open de bubbel-envelop en neem de inhoud eruit. Dit zit erin:

- een groen zakje met een flesje (iFOB-test), absorptiepapier (rechthoekig doekje) en productinformatie;
- opvangpapier (wit papier met groene tekeningen).




2

**STAP 2:** Neem het groene zakje en het opvangpapier mee naar het toilet. Plas en spoel door.



3

**STAP 3:** Leg het opvangpapier met de tekeningen naar boven op het water in de toiletpot.



4

Haal het flesje uit het groene zakje. Laat het rechthoekige doekje zitten.

Draai aan de groene dop en open het flesje. **Giet de vloeistof NIET weg.** Voeg ook geen vloeistof toe.



5

**STAP 5:** Aan de groene dop zit een staafje met groefjes. Strijk met de groefjes over het oppervlak van je stoelgang tot er stoelgang aan kleeft. Meer stoelgang is niet nodig.



6

**STAP 6:** Steek de dop met het staafje terug in het flesje. Druk op de dop tot je een klik hoort.

**Let op:** schrijf niets op het flesje en doe het ook niet meer open!



7

**STAP 7:** Steek het flesje in het groene zakje. Laat het rechthoekige doekje zitten. Sluit het zakje.

Spoel het opvangpapier samen met je stoelgang door. Het papier is biologisch afbreekbaar.



8

**STAP 8:** Vul het deelnameformulier in. Controleer ook de gegevens van je (huis)arts. Verbeter of vul aan indien nodig.

**Let op: zonder een correct ingevuld deelnameformulier zul je het resultaat van je test niet ontvangen!**



9

**STAP 9:** Steek het groene zakje en het deelnameformulier samen in de bubbel-envelop. Op die envelop staat het adres van het labo.



10

**STAP 10:** Stuur de bubbel-envelop zo snel mogelijk op. Een postzegel is niet nodig.

Kun je je staal niet meteen versturen? Bewaar het flesje dan in de koelkast. Hoogstens zeven dagen.



BEVOLKINGS  
ONDERZOEK  
DIKKEDARM  
KANKER

## WAT GEBEURT ER MET MIJN STAAL?

Het labo test het staal van je stoelgang op de aanwezigheid van bloed. Binnen de 14 dagen ontvangen jij en je (huis)arts dan het resultaat. Dat krijg je altijd, dus ook als alles oké is.